



Produktinformationsblatt

Mehrfach-Kalt/Warmkompresse

Kalt Anwendung: Die Kompressen werden für 2 Stunden in das Gefrierfach oder die Tiefkühltruhe gelegt. Vor dem Auflegen auf die Haut, sollte die Kompressen in ein Tuch eingewickelt werden.

Warm Anwendung: Die Kompressen werden für ca. 5 Minuten in max. 80° Grad heissem Wasser erwärmt. Alternativ kann die Kompressen auch in der Mikrowelle bei 500 Watt erhitzt werden. Hierbei sollte die Kompressen nicht länger als 2 Minuten in der Mikrowelle erhitzt werden. Vor dem Auflegen auf die Haut, sollte die Kompressen in ein Tuch eingewickelt werden.

Artikelnummer: D6115



Zubehör zum Artikel

- D6116 - Mehrfach-Kalt/Warmkompressen - 21 x 38 cm
- D6118 - Mehrfach-Kalt/Warmkompressen - 8 x 13 cm
- D6119 - Mehrfach-Kalt/Warmkompressen - alle Größen
- D6124 - Mehrfach-Kalt/Warmkompressen - 13 x 14 cm
- D6125 - Mehrfach-Kalt/Warmkompressen - 12 x 29 cm

