






Produktinformationsblatt

Lordosekissen

Das Lordosekissen eignet sich für viele verschiedene Einsatzzwecke, wie zum Beispiel als Unterstützung bei Gymnastik Übungen und in der Therapie zur Lagerung von Patienten und der Entlastung des Rückens. Zusätzlich wird das Lordosekissen auch im Auto oder beim Sitzen auf Stühlen verwendet. Legen sie das Lagerungskissen einfach unter den Patienten auf eine Therapieliege oder eine Gymnastikmatte.

Das Lordosekissen besteht aus einem Kern aus Schaumstoff und einem Bezug aus Kunstleder. Dieser hochwertige Kunstlederbezug für das Lagerungskissen ist abriebfest, strapazierfähig und angenehm weich. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich und mit der CosiMed Schnelldesinfektion leicht zu desinfizieren. Die Lagerungshilfe hat reissfeste und langlebige Nähte und einen Reissverschluss, so kann der Bezug aus Kunstleder nach Jahren gewechselt werden.

Artikelnummer: T3376-02



Zubehör zum Artikel

T3350-01 - Halbrolle - 50 x 18 x 9 cm, blau

T3355-02 - Dreiviertelrolle - 50 x 18 x 15 cm, rot

T3360-01 - Rolle - 50 cm, Ø 20 cm, blau

T3363-02 - Positurkissen/Lagerungskissen - 50 x 25 x 20 cm, rot

T3368-01 - Kopfkissen - 40 x 30 x 9 cm, blau

